

Parietalzellen-AK (Serum)

Stand: 05.09.2017

Methodeindirekte Immunfluoreszenz, Hand, [NOVA_Lite_ANA_KSL.pdf](#)**Referenzbereich / Therapeutischer Bereich / Zielbereich**

Geschlecht	max. Alter	Bereich
		negativ

Material

Serum Monovette, 4.7 ml, braun

Beschreibung

Bei über 90% der Fälle von perniziöser Anämie können zirkulierende Autoantikörper gegen Parietalzellen im Serum nachgewiesen werden. Die Autoantikörpern führen zu einer Atrophie der Parietalzellen der Magenschleimhaut und zu einer chronisch atrophischen Gastritis vom Typ A. Die Produktion von Magensäure und Intrinsic Faktor sinkt, so dass es zu einer Malabsorption von Vitamin B12 kommt. Die Malabsorption führt schließlich einem Vitamin B12 Mangel.

Indikation

Diagnostik bei perniziöser Anämie bzw. chronisch-atrophischer Gastritis vom Typ A

Abrechnungsinformation

Katalog	Ziffer	Wert
GOAE	3821.H2	290 GOÄ-Punkte, 1.0-fach: 16.90 Euro
EBM	32505	9.50 Euro

Akkreditierung

Ja. Der Parameter ist nach DIN EN ISO 15189 akkreditiert.

Bearbeitung

wöchentlich