

Ri (Serum)

Stand: 09.12.2016

MethodeIIFT, Hand, [Neurologie_Mosaik_4.3.2019.pdf](#)**Material**

Serum Monovette, 4.7 ml, braun

Beschreibung

Qualitative Bestimmung von Autoantikörpern gegen Ri. Ri-Ak werden auch ANNA-2 (anti-neuronale nukleäre Antikörper Typ 2) genannt. Sie werden beim Opsoklonus-Myoklonus-Syndrom gefunden. Sie sind mit dem kleinzelligen Bronchialkarzinom und dem Mammakarzinom assoziiert. Beim Opsoklonus-Myoklonus-Syndrom treten unregelmäßige, unkontrollierte Bewegungen von Augen (Opsoklonus) und Gliedern (Myoklonus) auf.

Indikation

V.a. paraneoplastische neurologische Syndrome

Abrechnungsinformation

Katalog	Ziffer	Wert
GOAE	3827.H2	290 GOÄ-Punkte, 1.0-fach: 16.90 Euro
EBM	32505	9.50 Euro

Akkreditierung

Ja. Der Parameter ist nach DIN EN ISO 15189 akkreditiert.

Bearbeitung

1x/1-2 Wochen