

Immunfixation (Urin)

Stand: 20.03.2023

Methode

Immunfixation, Hydrasys, [Antisera_K&L_free_light_chains_2013-11.pdf](#), [Destaining_solution_2014-05.pdf](#), [Hydragel_4_Bence_Jones_2014-03.pdf](#), [Hydrasys_wash_solution_2014-05.pdf](#)

Material

Urin Monovette, 10 ml, gelb

Beschreibung

Die Immunfixationselektrophorese aus Urinproben dient dem Nachweis einer Bence-Jones-Proteinurie. Hierbei werden Antiseren gegen die schweren Ketten der Immunglobuline G, A und M und gegen die leichten Ketten Kappa und Lambda sowie gegen die freien leichten Ketten Kappa und Lambda eingesetzt.

Indikation

V.a. Bence-Jones-Proteinurie

Abrechnungsinformation

Katalog	Ziffer	Wert
GOAE	3749	200 GOÄ-Punkte, 1.0-fach: 11.66 Euro
EBM	32478	18.60 Euro

Akkreditierung

Ja. Der Parameter ist nach DIN EN ISO 15189 akkreditiert.

Bearbeitung

täglich (Mo - Fr)