

**Leichtketten, Kappa (Serum)**

Stand: 20.03.2023

Einheit: mg/dl

**Methode**

Nephelometrie, BN-II, [N\\_Antisera\\_to\\_Human\\_Immunoglobulin\\_L-chains\\_2021\\_08.pdf](#),  
[N\\_Protein\\_Standard\\_SI\\_-\\_Rev\\_10\\_DXDCM\\_09017fe98085e91b-1705312524911.pdf](#)

**Referenzbereich / Therapeutischer Bereich / Zielbereich**

| Geschlecht | max. Alter | Bereich       |
|------------|------------|---------------|
|            |            | 170-370 mg/dl |

**Material**

Serum Monovette, 4.7 ml, braun

**Beschreibung**

Es werden gebundene und freie L-Ketten vom Typ kappa und vom Typ lambda quantitativ gemessen. Das Verhältnis der Konzentrationen von k und l beträgt i.d.R. ca. 2:1. Wenn das Verhältnis sehr stark hiervon abweicht, kann Monoklonalität vorliegen.

**Indikation**

monoklonale Gammopathie.

**Abrechnungsinformation**

| Katalog | Ziffer | Wert                                |
|---------|--------|-------------------------------------|
| GOAE    | 3571   | 150 GOÄ-Punkte, 1.0-fach: 8.74 Euro |
| EBM     | 32446  | 12.60 Euro                          |

**Akkreditierung**

Ja. Der Parameter ist nach DIN EN ISO 15189 akkreditiert.

**Bearbeitung**

täglich (Mo - Fr)