

Leukozyten (Urinstatus)

Stand: 20.03.2023

Einheit: 1/µl

Methode

Teststreifen, Teststreifen
Teststreifen, UC-1000, [Teststreifen_UC-10S_PL_1706_de.pdf](#)
Teststreifen, UC-3500

Referenzbereich / Therapeutischer Bereich / Zielbereich

Geschlecht	max. Alter	Bereich
		< 12 1/µl (UC-1000)
		< 12 1/µl (UC-3500)

Material

Urin Monovette, 10 ml, gelb

Beschreibung

Probenmaterial: Zweiter Morgenurin

Indikation

Entzündliche Erkrankungen der Nieren und der ableitenden Harnwege.

Spezielle Hinweise

Der Test weist die Esterase-Aktivität von Granulozyten und Histiozyten, auch bereits lysierter Zellen, nach.
Wird Spontanurin ohne hygienische Vorkehrungen gewonnen, kommt es besonders bei der Frau relativ häufig zu Kontaminationen mit Leukozyten bei Fluor.
Durch starke Eigenfärbung der Probe kann der Test gestört sein.

Abrechnungsinformation

Katalog	Ziffer	Wert
GOAE	3652	35 GOÄ-Punkte, 1.0-fach: 2.04 Euro
EBM	32030	0.50 Euro

Akkreditierung

Ja. Der Parameter ist nach DIN EN ISO 15189 akkreditiert.

Bearbeitung

täglich (24/7)