

pH (Teststreifen)

Stand: 20.03.2023

Methode

Teststreifen, UC-1000, [Teststreifen_UC-10S_PI_1706_de.pdf](#)
Teststreifen, UC-3500

Referenzbereich / Therapeutischer Bereich / Zielbereich

Geschlecht	max. Alter	Bereich
		4.5-7.5 (UC-1000)
		4.5-7.5 (UC-3500)

Material

Urin Monovette, 10 ml, gelb

Beschreibung

Ein alkalischer pH Wert (> 7) kann durch Alkalosen, vegetarische Ernährung, Harnwegsinfekte mit Urease-positiven Bakterien oder durch Medikamente verursacht werden.

Ein saurer pH-Wert (< 5) kann durch metabolische und respiratorische Azidosen verursacht werden.

Indikation

Beurteilung des Harnsteinrisikos, Säure-Basen-Haushalt bei Azidose und Alkalose

Akkreditierung

Ja. Der Parameter ist nach DIN EN ISO 15189 akkreditiert.

Bearbeitung

täglich (24/7)