

Soluble Liver Antigene / LP (Serum)

Stand: 11.08.2015

Einheit: U/ml

Synonyme

SLA

MethodeELISA, Elisa, [SLA_2015_07.pdf](#)**Referenzbereich / Therapeutischer Bereich / Zielbereich**

Geschlecht	max. Alter	Bereich
		< 12 U/ml Negativ
		12 - 18 U/ml Grenzwertig
		> 18 U/ml Positiv

Material

Serum Monovette, 4.7 ml, braun

Beschreibung

Autoantikörper gegen SLA (Synonym SLA/LP) treten bei 10-30% der Fälle von Autoimmunhepatitiden auf. Der prädiktive Wert beträgt nahezu 100%. Die Inzidenz der Autoimmunhepatitis (AIH) beträgt in Westeuropa ca. 1,9 Fälle im Jahr auf 100000 Einwohner. Unbehandelt geht die AIH bald in eine Leberzirrhose über. Bei rechtzeitig einsetzender und konsequent bis zum Lebensende durchgeführter immunsuppressiver Therapie haben die Patienten eine günstige Prognose.

Indikation

Diagnostik der Autoimmunhepatitis (Subtyp III)

Abrechnungsinformation

Katalog	Ziffer	Wert
GOAE	3877	450 GOÄ-Punkte, 1.0-fach: 26.23 Euro
EBM	32495	12.30 Euro

Akkreditierung

Ja. Der Parameter ist nach DIN EN ISO 15189 akkreditiert.

Bearbeitung

1 x wöchentlich