

Schwangerschaftstest (Urin)

Stand: 20.03.2023

MethodeTeststreifen, Teststreifen, [Schwangerschaftstestreifen_2016-06.pdf](#)**Material**

Urin Monovette, 10 ml, gelb

Beschreibung

Der benutzte Schwangerschaftsschnelltest weist Humanes Choriongonadotropin (b-hCG) im Urin mit einer Empfindlichkeit von minimal 20 mU/ml nach. Etwa 10 Tage nach Konzeption ist diese Konzentration überschritten, zum Zeitpunkt des ersten Ausbleibens der Regelblutung werden bereits Werte um 100 mU/ml gefunden. Die höchsten Werte mit 100.000 - 200.000 mU/ml treten am Ende des ersten Trimenons auf.

Probenmaterial: Bevorzugt erster Morgenurin

Indikation

Frühdiagnose einer Schwangerschaft.

Spezielle Hinweise

Neben einer Schwangerschaft wird auch eine Blasenmole oder ein Chorionepitheliom nachgewiesen, erhöhte hCG-Spiegel treten auf bei Spätgestosen. Um den Verdünnungsgrad des Urins zu erfassen, wird beim Schwangerschaftstest immer das spezifische Gewicht mitbestimmt.

Abrechnungsinformation

Katalog	Ziffer	Wert
GOAE	4082	140 GOÄ-Punkte, 1.0-fach: 8.16 Euro
EBM	32132	1.30 Euro

Akkreditierung

Ja. Der Parameter ist nach DIN EN ISO 15189 akkreditiert.

Bearbeitung

täglich (24/7)