

Blutbild, Differential- (EDTA)

Stand: 20.03.2023

Material

EDTA Monovette, 2,7 ml, rot

Beschreibung

Automatisierte Erstellung durch Analyse der Leukozyten im Streulicht. Liegen abnorme Zellpopulationen vor, wird ein manuelles Differentialblutbild angefertigt. Auf dem Befund erscheint das jeweilige gültige Differentialblutbild.

Indikation

Beurteilung der relativen und absoluten Leukozytenpopulationen

Spezielle Hinweise

Proben nach Entnahme ausreichend schwenken, um eine gute Durchmischung mit EDTA zu erzielen.

Analyse	Geschlecht	max. Alter	Bereich
Neutrophile (% , Diff.)		1 Tag	32-74 %
Neutrophile (% , Diff.)		3 Tag	29-66 %
Neutrophile (% , Diff.)		7 Tag	26-62 %
Neutrophile (% , Diff.)		14 Tag	22-62 %
Neutrophile (% , Diff.)		2 Monat	17-57 %
Neutrophile (% , Diff.)		6 Monat	17-60 %
Neutrophile (% , Diff.)		12 Monat	19-63 %
Neutrophile (% , Diff.)		2 Jahr	22-63 %
Neutrophile (% , Diff.)		4 Jahr	25-68 %
Neutrophile (% , Diff.)		6 Jahr	28-71 %
Neutrophile (% , Diff.)		12 Jahr	33-74 %
Neutrophile (% , Diff.)		15 Jahr	36-77 %
Neutrophile (% , Diff.)		18 Jahr	39-77 %
Neutrophile (% , Diff.)			42-77 %
Neutrophile (abs, Diff.)		1 Tag	4.5-22.3 10 ⁹ /l
Neutrophile (abs, Diff.)		3 Tag	3.3-15.5 10 ⁹ /l
Neutrophile (abs, Diff.)		7 Tag	2.1-10.7 10 ⁹ /l
Neutrophile (abs, Diff.)		14 Tag	1.5-8.9 10 ⁹ /l
Neutrophile (abs, Diff.)		30 Tag	1.3-8.3 10 ⁹ /l
Neutrophile (abs, Diff.)		3 Monat	1.3-7.9 10 ⁹ /l
Neutrophile (abs, Diff.)		6 Monat	1.3-8.3 10 ⁹ /l
Neutrophile (abs, Diff.)		2 Jahr	1.5-8.7 10 ⁹ /l
Neutrophile (abs, Diff.)		4 Jahr	1.5-8.5 10 ⁹ /l
Neutrophile (abs, Diff.)		6 Jahr	1.7-8.5 10 ⁹ /l
Neutrophile (abs, Diff.)		12 Jahr	1.7-8.1 10 ⁹ /l
Neutrophile (abs, Diff.)		18 Jahr	1.7-7.9 10 ⁹ /l
Neutrophile (abs, Diff.)			1.5-7.7 10 ⁹ /l
Segmentkernige (% , Diff., man.)		1 Tag	32-71 %
Segmentkernige (% , Diff., man.)		3 Tag	27-66 %
Segmentkernige (% , Diff., man.)		7 Tag	24-61 %
Segmentkernige (% , Diff., man.)		14 Tag	19-55 %
Segmentkernige (% , Diff., man.)		30 Tag	17-55 %
Segmentkernige (% , Diff., man.)		12 Monat	17-53 %
Segmentkernige (% , Diff., man.)		2 Jahr	20-56 %
Segmentkernige (% , Diff., man.)		4 Jahr	23-59 %
Segmentkernige (% , Diff., man.)		6 Jahr	26-64 %
Segmentkernige (% , Diff., man.)		12 Jahr	31-67 %
Segmentkernige (% , Diff., man.)		15 Jahr	34-70 %
Segmentkernige (% , Diff., man.)		18 Jahr	37-70 %
Segmentkernige (% , Diff., man.)			40-70 %
Segmentkernige (abs, Diff. man.)		1 Tag	3.8-18.5 10 ⁹ /l
Segmentkernige (abs, Diff. man.)		3 Tag	2.3-12.5 10 ⁹ /l
Segmentkernige (abs, Diff. man.)		7 Tag	1.3-8.5 10 ⁹ /l
Segmentkernige (abs, Diff. man.)		30 Tag	0.9-6.5 10 ⁹ /l
Segmentkernige (abs, Diff. man.)		3 Monat	1.1-6.2 10 ⁹ /l
Segmentkernige (abs, Diff. man.)		6 Monat	1.1-6.8 10 ⁹ /l
Segmentkernige (abs, Diff. man.)		12 Monat	1.3-7.4 10 ⁹ /l
Segmentkernige (abs, Diff. man.)		2 Jahr	1.3-8 10 ⁹ /l
Segmentkernige (abs, Diff. man.)		4 Jahr	1.5-8 10 ⁹ /l

Segmentkernige (abs, Diff. man.)	6 Jahr	1.6-7.8 10 ⁹ /l
Segmentkernige (abs, Diff. man.)	12 Jahr	1.7-7.4 10 ⁹ /l
Segmentkernige (abs, Diff. man.)	18 Jahr	1.8-7.3 10 ⁹ /l
Segmentkernige (abs, Diff. man.)		1.7-7.2 10 ⁹ /l
Stäbe (% , Diff., man.)		0-5 %
Eosinophile (% , Diff.)		0-5 %
Eosinophile (abs, Diff.)		0-0.35 10 ⁹ /l
Basophile (% , Diff.)		0-1 %
Basophile (abs., Diff.)		0-0.1 10 ⁹ /l
Lymphozyten (% , Diff.)	1 Jahr	20-70 %
Lymphozyten (% , Diff.)	14 Jahr	25-50 %
Lymphozyten (% , Diff.)		25-45 %
Lymphozyten (abs, Diff.)		1.2-3.4 10 ⁹ /l
Monozyten (% , Diff.)	1 Jahr	1-11 %
Monozyten (% , Diff.)	14 Jahr	1-6 %
Monozyten (% , Diff.)		2-10 %
Monozyten (abs, Diff.)		0.11-0.59 10 ⁹ /l

Akkreditierung

Ja. Der Parameter ist nach DIN EN ISO 15189 akkreditiert.

Bearbeitung

täglich (Mo - Fr)