

Basophile (%, Diff.)

Stand: 01.01.0001

Einheit: %

Methode

Sysmex-Automat, Zählung elektrischer Impulse, XN-Serie

Referenzbereich / Therapeutischer Bereich / Zielbereich

Geschlecht	max. Alter	Bereich
		0-1 %

Material

EDTA Monovette, 2,7 ml, rot

Akkreditierung

Ja. Der Parameter ist nach DIN EN ISO 15189 akkreditiert.

Bearbeitung

täglich (24/7)